



# CELLU PROGRAM

## ДВУХЧАСТОТНЫЙ АППАРАТ РАСФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

( И т а л и я - Ф р а н ц и я )

Уникальность этого аппарата заключается в возможности работы с двумя частотами одновременно:

- частота 30 кГц обладает выраженным липолитическим воздействием на поверхностные жировые отложения и целлюлит;
- частота 500 кГц воздействует только на глубокие, в том числе, абдоминальные жировые отложения, которые являются основной причиной лишнего веса и важным фактором риска при развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

### Эстетические показания:

- Использование в программах коррекции фигуры для уменьшения поверхностных жировых отложений;
- Использование в программах коррекции фигуры для снижения массы абдоминального жира;
- Введение лекарственных веществ и концентратов;
- Улучшение качества и тургора кожи;
- Фиброзные изменения в тканях при любой стадии целлюлита.



Аппарат позволяет выбирать 14 различных конфигураций электродов, каждая из которых может работать в непрерывном или импульсном режиме.

### Комплект аппарата состоит:

- 10 излучателей с частотой 30 кГц (рабочая область каждого 110 см<sup>2</sup>)
- 2 излучателя с частотой 500 кГц (рабочая область каждого 110 см<sup>2</sup>)

**Размеры аппарата:** 23(в) x 49(д) x 26(ш) без подставки для излучателей.



Эксклюзивный представитель компаний ADVance Beauty/Cerigi (Италия-Франция)  
на территории России и стран СНГ - ГК "СпортМедИмпорт"

Москва (495) 734 99 77 • Санкт-Петербург (812) 320 99 09 • Киев (044) 428 22 50

[www.sportmedimport.com](http://www.sportmedimport.com)